

BUDGET

9.050

HMV-Nr. 18.50.02.0117



Zugelassenes Benutzergewicht
130 kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19





Komfortentnahmefunktion
des Seitenteils



Kniehebelbremse



Verriegelbare Armlehnen
nach hinten abklappbar



Vordere Sitzhöhe einstellbar
ohne Teiletasch

Wirtschaftlich und innovativ

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Speziell für die aktuelle Versorgungssituation ausgelegt
- Technische Varianz durch Kompatibilität zum EUROCHAIR: Seitenteile, Beinstütze, Sitz- und Rückengurt, Druck- und Trommelbremse

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Gute Falteigenschaften für ein einfaches Handling im Alltag

EINSATZBEREICH

- Schiebe-Greifreifenantrieb
- Häuslicher und stationärer Bereich
- Rheuma
- Geriatrische Versorgung

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 061 383 13 01

Kundenservice: 061 383 13 00

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Kommission/Bemerkungen:

ORTOPEDIA
EINE MARKE VON MEYRA

HMV-Nr.
18.50.02.0117



Modellbeispiel



Zugelassenes Benutzergewicht
130kg



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19

BUDGET 9.050

Preis für Grundmodell inklusive folgender Komponenten:

- Antriebsrad 24" Alu
- Lenkrad 180 x 50 mm
- Pannensichere Bereifung
- Seitenteil hochklappbar
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar

- Sitzhöhe 51 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Rückenhöhe 42 cm
- Greifreifenabstand 15 mm
- Rahmenfarbe Silverline
- Rücken mit Lumbalknick

AB 620,00

Alle Preise verstehen sich exkl. 8% MwSt! Gültig vom 01.07.2015 – 31.12.2015.

Novomed GmbH, Ringstrasse 9, 4123 Allschwil



Technische Daten

Sitzbreite in cm	38	40	43	46	48	51
Breite fahrbereit in mm	560	580	610	640	660	690
Breite gefaltet in mm	280					
Sitztiefe in cm	43					
Sitzhöhe vorne in cm	47 - 51					
Sitzhöhe hinten in cm	44 - 49					
Gesamthöhe in mm	960					
Rückenhöhe in cm	42					
Armlehnenhöhe in cm	21,5					
Länge mit Fußstütze in mm	1040					

Personengewicht	130
Leergewicht	18,5
Zul. Gesamtgewicht	148,5
Antriebsrad	610 (24")

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

01 Konfiguration Druckbremse

	MENGE	SB	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	CHF
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	38 cm	9905101	Druckbremse	620,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	40 cm	9905102	Druckbremse	620,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	43 cm	9905103	Druckbremse	620,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	46 cm	9905104	Druckbremse	620,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	48 cm	9905105	Druckbremse	620,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	51 cm	9905106	Druckbremse	620,00

Trommelbremse

<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	38 cm	9905107	Trommelbremse	915,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	40 cm	9905108	Trommelbremse	915,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	43 cm	9905109	Trommelbremse	915,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	46 cm	9905110	Trommelbremse	915,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	48 cm	9905111	Trommelbremse	915,00
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	51 cm	9905112	Trommelbremse	915,00

02 Zubehör

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	CHF
<input type="checkbox"/>		Sitzkissen, schwarz 3 cm	18.99.99.0999	85,00
<input type="checkbox"/>	1032429	Luftpumpe mit Halterung	18.99.99.0999	28,00

(Bitte beachten Sie, dass das Zubehör bei diesem Modell nicht am Stuhl montiert ist sondern separat verschickt wird.)

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------