



## Leichtgewichtrollstuhl **Pyro Start Plus**

Der Pyro Start Plus ist der neue Leichte aus der Familie B+B. Mit nur 14,3 kg Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag.

Der Leichtgewichtrollstuhl überzeugt bereits in der Optik mit neuen überarbeiteten längen- und höheneinstellbaren Seitenteilen sowie mit neuen Fußplatten, jetzt auch winkelverstellbar.

Die Sitzbreite ist von 37 bis 52 cm verfügbar, die Sitztiefe von 40 bis 44 cm und die Rückenlehnenhöhe in 42 oder 44 cm einstellbar. Der neue Pyro Start Plus – eine sinnvolle Weiterentwicklung.

HMV-Nr. 18.50.02.2115

**Mit Trommelbremse: CHF 844,00 inkl. MwSt**

### Ausstattung

- Beinstützen abschwengbar
- Seitenteile verstellbar und abschwengbar
- Adapterblock
- PU-Bereifung
- Passive Beleuchtung

### Daten

Max. Belastbarkeit:	125 kg
Gesamtgewicht:	14,3 kg
Sitzbreite:	37 – 52 cm
Sitztiefe:	40 – 44 cm
Sitzhöhe:	42,5 – 50 cm
Rückenlehnenhöhe:	42 – 44 cm
Gesamthöhe:	86 – 94 cm
Farbe:	Silbermetallic   Blaumetallic

### Preis

**Preis CHF 693.00**

### Besonderheiten:

- Nur ca. 14 kg schwer
- Fußplatten winkelverstellbar
- Bezug Nylon