

AVANTI

1.736




Belastbar bis 75 / 135 / 160 kg



Für Personentransport geeignet. Geprüft nach
ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)
(gilt nur i.V.m. mit Rahmen lang CODE 353)
(nicht i.V.m Hemi-Lenkabel CODE 173/4906)





Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Teleskopier- und winkleinstellbare Rückenhöhen für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder

Vielseitig und aktiv

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten erlaubt schlanke Lagerwirtschaft
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch
- Bedarfsgerechte Sitzhöhenverstellung bis hin zu Hemiplegiebedarf

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 3 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Umfangreiches Baukastensystem

EINSATZBEREICH

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagseinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Klinikversorgung
- Neurologische Krankheitsbilder
- Geriatrische Krankheitsbilder
- Verstärkte Ausführung bis 160 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA



2890.00 CHF



Zugelassenes Benutzergewicht
75 / 135 / 160 kg

Avanti 1.736

Novomed GmbH, 4123 Allschwil, Tel 061 383 13 00, kundendienst@novomed.ch

Preisangaben unverb. in CHF, exkl. MwSt



Technische Daten

	351 RAHMEN KURZ	352 RAHMEN MITTEL	353 RAHMEN LANG
Sitzbreite	300 - 360	360 - 580	360 - 580
Breite fahrbereit	Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB +180)		
Breite gefaltet	280		
Sitztiefe	330 - 380	350 - 460	480 - 530
Sitzhöhe vorne / hinten	425 - 495 / 400 - 465	440 - 560 / 385 - 520	440 - 560 / 385 - 520
Gesamthöhe	830	920	920
Rückenhöhe	340 - 400	340 - 500	340 - 500
Armlehnenhöhe (CODE 81)	165 - 240	200 - 290	200 - 290
Länge mit Fußstütze	880	1040	1120
Länge ohne Fußstütze	660	770	850

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Technische Daten

Personengewicht	75 / 135 / 160
Min. Leergewicht	12 / 13 / 14
Zul. Gesamtgewicht	87 / 148 / 174
Transportgewicht	8 / 8,5 / 9
Antriebsrad	610 (24")
Antriebsrad	560 (22")

00 Rahmenform (Rahmenlänge RL) in Kombination mit Sitztiefe (ST)

Der AVANTI ist in 3 Rahmenlängen erhältlich. Die Rahmenlänge ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe und wird automatisch konfiguriert. Die Rahmenform garantiert bei allen Rahmenlängen maximale Beinfreiheit und optimalen Transfer über den Stand.

	CODE	BEZEICHNUNG	ST	NUTZERGEWICHT MAX.
<input type="checkbox"/>	351	Rahmen kurz, nur in Verbindung mit 22 x 1" Rad	330 - 380 mm	75 kg
<input type="checkbox"/>	352	Rahmen mittel	350 - 460 mm	135 kg
<input type="checkbox"/>	353	Rahmen lang	480 - 530 mm	135 kg, ab SB 480 max. 160 kg

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	PREIS	
<input type="checkbox"/>	30	SB 300 mm	351		
<input type="checkbox"/>	32	SB 320 mm	351		
<input type="checkbox"/>	34	SB 340 mm	351		
<input type="checkbox"/>	36	SB 360 mm	351, 352 und 353		
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	352 und 353		
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	352 und 353		
<input type="checkbox"/>	342	SB 420 mm	352 und 353		
<input type="checkbox"/>	344	SB 440 mm	352 und 353		
<input type="checkbox"/>	46	SB 460 mm	352 und 353		
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm	Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353	
<input type="checkbox"/>	350	SB 500 mm	Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353	153.00 CHF
<input type="checkbox"/>	53	SB 530 mm	Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353	153.00 CHF
<input type="checkbox"/>	358	SB 580 mm	Alu-Doppelkreuzstrebe, nur mit Schiebestange CODE 814	352 und 353	315.00 CHF
<input type="checkbox"/>	4541	SB 360 - 460 mm	Alu-Doppelkreuzstrebe, empfohlen bei Verwen- dung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen	352 und 353	315.00 CHF

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

02 Sitztiefe (ST)

CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE
<input type="checkbox"/> 393	ST 330 mm	351
<input type="checkbox"/> 610	ST 350 mm	351 und ST 350 mm bei Rahmen CODE 352 bis SB 460 mm möglich
<input type="checkbox"/> 368	ST 380 mm	351 und ST 380 mm bei Rahmen CODE 352 bis SB 460 mm möglich
<input type="checkbox"/> 615	ST 400 mm	352
<input type="checkbox"/> 788	ST 430 mm	352
<input type="checkbox"/> 619	ST 460 mm	352
<input type="checkbox"/> 787	ST 480 mm	353
<input type="checkbox"/> 792	ST 500 mm	353
<input type="checkbox"/> 793	ST 530 mm	353

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 80 mm! Die angegebenen Sitzhöhen sind abhängig von der Sitzneigung und können um +/- 5 mm abweichen

bedeutet CODE 351 Rahmen kurz bedeutet CODE 352 Rahmen mittel oder CODE 353 Rahmen lang

Ø LENKRAD	Vordere Sitzhöhe VSH														
	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
Ø 125 Vollgummi CODE 325	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ø 142 Soft-Vollgummi CODE 154		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 150 pannensicher (Flexel) CODE 143		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 180 pannensicher CODE 161							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 180 luftbereift CODE 645							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch das Lenkrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

Sitzhöhenoption vorne (VSH) für Hemiplegiker

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 173/4906	HEMI-Lenkgabel kurz, inkl. Distanzblock, seitlich ausgestellt für mehr Fußfreiheit, für VSH 390 und 420 mm bei Rahmen kurz CODE 351, VSH 400 und 430 mm bei Rahmen mittel CODE 352 / Rahmen lang CODE 353	252.00 CHF

Lenklauf) der Xtrends

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	PREIS
<input type="checkbox"/> 689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	195.00 CHF

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

04 Sitzgurt (Sitzgurt Standard serienmäßig) / Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 247	Sitzgurtdurchhang nachspannbar	138.00 CHF
<input type="checkbox"/> 560	Sitzkissen , Trevira CS, schwarz 30 mm	85.00 CHF
<input type="checkbox"/> 561	Sitzkissen , Trevira CS, schwarz 60 mm	85.00 CHF
<input type="checkbox"/> 960	ERGOFORM-Sitzeinheit	970.00 CHF

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 17 Sitz- und Rückgurtfarben.

05 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.
Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 80 mm!
Die angegebenen Sitzhöhen sind abhängig von der Sitzneigung und können um +/- 5 mm abweichen

bedeutet CODE 351 Rahmen kurz bedeutet CODE 352 Rahmen mittel oder CODE 353 Rahmen lang

	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Ø 22 x 1"		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Ø 22 x 1 ³ / ₈ "			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Ø 24 x 1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ø 24 x 1 ³ / ₈ "						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der HSH wird automatisch die Größe des Antriebsrades konfiguriert.

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmittle (siehe beiliegende Informationen)

POSITION	A	B	C	D
Auswahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

07 Antriebsrädern in Kombination mit Sitzhöhe

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	PREIS
<input type="checkbox"/> 651	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	22"	24"	
<input type="checkbox"/> 848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	-	24"	155.00 CHF
<input type="checkbox"/> 695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902	-	24"	290.00 CHF
<input type="checkbox"/> 752	"Light"-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz (24"), silber (22"), nicht i.V.m. 3°-Radsturz CODE 907. (Paar) Empfohlen bis 90 kg Nutzergewicht!	22"	24"	420.00 CHF

Wählen Sie Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten!

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651, 848 oder 695.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Antriebsräder Xtrends

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	PREIS
<input type="checkbox"/>	688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1" 596.00 CHF
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> blau 1081354 <input type="checkbox"/> rot 1081356 <input type="checkbox"/> gold 1081355	Neues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig	24 x 1" 596.00 CHF
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1" 596.00 CHF

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/>	880 60 mm Radstandverlängerung	235.00 CHF

Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/>	907 3°-Radsturz, nicht in Verbindung mit Trommelbremse CODE 706 und/oder Radstandverlängerung CODE 880	98.00 CHF

08 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	PREIS
<input type="checkbox"/>	494 Aluminium, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	493 Edelstahl glänzend poliert	-	24"	
<input type="checkbox"/>	871 Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706 Nicht i.V.m. 3°-Radsturz CODE 907	-	24"	995.00 CHF
<input type="checkbox"/>	168 Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker Inklusive 25 mm Greifreifenabstand CODE 693	-	24"	445.00 CHF
<input type="checkbox"/>	166 Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	22"	24"	191.00 CHF
<input type="checkbox"/>	692 Greifenreifenabstand 15 mm	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	693 Greifenreifenabstand 25 mm	22"	24"	
<input type="checkbox"/>	849 Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695			435.00 CHF
<input type="checkbox"/>	850 Curve Grip L, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695			548.00 CHF
<input type="checkbox"/>	853 Curve GEKKO, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695			728.00 CHF

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

09 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	Ø	Ø	PREIS
<input type="checkbox"/> 486	Luftbereifung mit Rillenprofil	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	
<input type="checkbox"/> 902	PU-Bereifung , pannensicher, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	
<input type="checkbox"/> 897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, pannengeschützt	22 x 1"		24 x 1"		75.00 CHF
<input type="checkbox"/> 363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt			24 x 1"		133.00 CHF

Bereifungsbreite in Kombination mit Antriebsrädern beachten! Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

10 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 651	Druckbremse für Fahrer	
<input type="checkbox"/> 650/60	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar), nicht i.V.m. CODE 100 und CODE 748	265.00 CHF
<input type="checkbox"/> 650/74	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar), nicht i.V.m. CODE 100 und CODE 748	265.00 CHF
<input type="checkbox"/> 681	Bremshebelverlängerung, abklappbar	102.00 CHF
<input type="checkbox"/> 680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	370.00 CHF

11 Rückengurthöhe (RH)

CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE
<input type="checkbox"/> 434/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	340 mm
<input type="checkbox"/> 436/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	360 mm
<input type="checkbox"/> 438/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	380 mm
<input type="checkbox"/> 635/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	400 mm
<input type="checkbox"/> 442/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	420 mm
<input type="checkbox"/> 444/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	440 mm
<input type="checkbox"/> 2046/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	460 mm
<input type="checkbox"/> 634/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar , nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	480 mm
<input type="checkbox"/> 637/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar , nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	500 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

14 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 93	Beinstützenoberteil standard, abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 70°	
<input type="checkbox"/> 293	Beinstützoberteil kompakt, abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 78°	
<input type="checkbox"/> 759	Beinstützenoberteil CODE 93, nur links montiert	
<input type="checkbox"/> 760	Beinstützenoberteil CODE 93, nur rechts montiert	
<input type="checkbox"/> 92	Beinstützenoberteile, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, inkl. Kniepolster. Nur in Verbindung mit Fußstützen CODE 798, nicht i.V.m. kurzer Rahmen CODE 351	390.00 CHF
<input type="checkbox"/> 757	Beinstützenoberteil CODE 92 einzeln, links montiert	195.00 CHF
<input type="checkbox"/> 758	Beinstützenoberteil CODE 92 einzeln, rechts montiert	195.00 CHF

15 Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL*	PREIS
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	380 - 520	149.00 CHF
<input type="checkbox"/> 87	Fußstütze durchgehend, 15 mm tiefenverstellbar, in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 480 mm	100 mm	380 - 520	149.00 CHF
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen geteilt, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar, nicht i.V.m. SB 300 / SB 320 / SB 340 / SB 360 mm	160 mm	380 - 520	
<input type="checkbox"/> 808	Fußstützen geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	380 - 520	149.00 CHF
<input type="checkbox"/> 2093	Stufenlose Einstellung der Unterschenkellänge, nur i.V.m. Bein- stützoberteil CODE 93		380 - 520	80.00 CHF
<input type="checkbox"/> 2092	Stufenlose Einstellung der Unterschenkellänge, nur i.V.m. Bein- stützoberteil CODE 92		380 - 520	80.00 CHF
<input type="checkbox"/> 3532	Verkürzte Unterschenkellänge. Nur i.V.m. Beinstützoberteil CODE 93		290 - 390	96.00 CHF

Fußstützen Zubehör

<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	65.00 CHF
<input type="checkbox"/> 823	Fersenhalter (Paar)	94.00 CHF
<input type="checkbox"/> 946	Wadengurte für Einzelfußplatte	94.00 CHF

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

16 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG
<input type="checkbox"/> 130	Titangrau
<input type="checkbox"/> 186	Magicblau
<input type="checkbox"/> 206	Mattschwarz
<input type="checkbox"/> 212	Polarweiß
<input type="checkbox"/> 216	Tiefschwarz
<input type="checkbox"/> 224	Blaumetallic
<input type="checkbox"/> 227	Redmetallic
<input type="checkbox"/> 4919	Silverline
<input type="checkbox"/> 4922	Greenmetallic
<input type="checkbox"/> 4923	Orangemetallic

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung.

CODE	BEZEICHNUNG	GEWÜNSCHTE RAHMENFARBE	PREIS
<input type="checkbox"/> 2205	Lenkgabel und Varioblock in Wahlfarbe Nicht i.V.m Hemi-Lenkgabel CODE 173/4906	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	275.00 CHF

17 Sitz- und Rückengurtfarben

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 287	Tiefschwarz, Polyester	
<input type="checkbox"/> 292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (nur für Rücken möglich)	145.00 CHF

18 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	257.00 CHF

Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 728	Stützrollen, abschwenkbar (Paar)	280.00 CHF
<input type="checkbox"/> 729	1 Stützrolle, abschwenkbar, links montiert	140.00 CHF
<input type="checkbox"/> 730	1 Stützrolle, abschwenkbar, rechts montiert	140.00 CHF
<input type="checkbox"/> 712	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, links montiert, nur i.V.m. CODE 4930 Auftrittrohr	110.00 CHF
<input type="checkbox"/> 713	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, rechts montiert, nur i.V.m. CODE 4931 Auftrittrohr	110.00 CHF
<input type="checkbox"/> 691	Stützrollen, einsteckbar, abnehmbar (Paar), nur i.V.m. CODE 309 Auftrittrohre	220.00 CHF

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 309	Auftrittrohre (Paar)	110.00 CHF
<input type="checkbox"/> 4930	1 Auftrittrohr, links montiert	55.00 CHF
<input type="checkbox"/> 4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert	55.00 CHF

Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 930	Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn. AB SB 380 mm möglich. Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21/ CODE 84 / CODE 107	385.00 CHF
<input type="checkbox"/> 931/60	Therapietisch, halbseitig links , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt . Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 / CODE 107	415.00 CHF
<input type="checkbox"/> 931/74	Therapietisch, halbseitig rechts , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt. Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 / CODE 107	415.00 CHF

Sonstiges Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	PREIS
<input type="checkbox"/> 585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	635.00 CHF
<input type="checkbox"/> 833	Haltegurt mit Schloss	83.00 CHF
<input type="checkbox"/> 970	Gehhilfenhalter nur in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309, 4930 oder 4931	66.00 CHF
<input type="checkbox"/> 951	Zubehörmnetz (Einkaufsnetz)	29.00 CHF

Informationen zu ErgoSeat Pro Pelotten siehe separates Bestellblatt


Datum:

Unterschrift:



03

CODE 325




07

CODE 154



07

CODE 143




07

CODE 161




07

CODE 645




03

Artikel 1072386




07

CODE 651




07

CODE 848




07

CODE 695




07

Artikel 1068705




07

Artikel 1068965




07

Artikel 1068713




07

CODE 849



08

CODE 850



08

CODE 853



12

CODE 238



12

CODE 814



13

CODE 21



13

CODE 81



13

CODE 84



13

CODE 100



13

CODE 107




13

CODE 748




14

CODE 52/4507/4508



14


CODE 93/759/760



14

78°

CODE 293



14

CODE 92/757/758



15

CODE 54



15

CODE 87



15

CODE 798



15

CODE 808

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

FAHRERTYP	PASSIV	MITTEL		AKTIV
Position	A	B	C	D
Distanz * in mm	25	40	55	70

* Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmittle in mm