


Fax-Bestellnummer: 061 383 13 01

EURMEYRA CHAIR®
 Modell 1.760
VARIO
XXL

Rechnungsanschrift / Kundennummer:

Kommission / Bemerkungen:



Bestellung

Datum:

Unterschrift:

EUROCHAIR VARIO XXL Modell 1.760 (160 kg)

Preis für Grundmodell
 unverbindliche Preisempfehlung
 (inkl. Seitenteile und Beinstütze)

(alle Preise in CHF excl. MwSt.) **2210.00**

Änderungen vorbehalten

ZAHLT SICH AUS




- Setzen Sie 1 Rollstuhl variabel für 2 Sitzbreiten ein
- jede gewählte Sitzbreite kann bei Bedarf um 3 cm mitwachsen
- kein Aufpreis, ab sofort standardmässig integriert
- flexible Vor-Ort-Anpassung ohne zusätzlich benötigte Ersatzteile




mit (2in1)	ohne (2in1)
o 35	o

Durch die Adapterteile erhöht sich die Gesamtbreite je nach Konfiguration um 2-6 cm


Stand 02/ 2010




Sitzbreite (cm)	50 ¹⁾	53 ¹⁾	58 ^{1) 7)}	65 ^{1) 7)}	Verstärkte Ausführung bis 200 kg für alle Sitzbreiten ⁷⁾
	o 350/903	o 53/903	o 358/903	o 265 495.00 o 530 735.00	



Sitztiefe (cm)	43	46 ⁶⁾
	o 788	o 619




Sitzhöhe [cm]	43 - 51,5	gewünschte Sitzhöhe eintragen _____ cm
	siehe Tabelle	




Rückengurthöhe (cm)	42 ⁴⁾	44 ⁴⁾
	o 442	o 444


Rückenlehne	mit Lumbalknick	ohne Lumbalknick
	o 622	o 621



Antriebsrad Bereifung	24"	Luftbereifung 22/24 x 1 3/8"	Pannensicher 22/24 x 1 3/8"
	o 61	o 486/896	o 902/896




Lenkrad	Soft-Vollgummi 142 mm	PUS-Rad 7 x 1 3/4"	Vollgummi 7"	Vollgummi 125 mm	Lufrad 7 x 1 3/4"
	o 154	o 161	o 164	o 325	o 645




Stützrollen	einsteckbar, 1 Paar	Greifreifen	Stahl verchromt	Aluminium	Lenkgabel	Kunststoff lang, 3 Bohrungen
	o 691 213.00		o 495/692	o 494/692		o 455




Beinstützoberteil abnehmbar	abschwenkbar (1 Paar)		Beinstützen einzeln C. 93 o nur links (Code 759) o nur rechts (Code 760)	höhenverstellbar, abschwenkbar (1 Paar)		Beinstützen einzeln C.92 o nur links (Code 757) o nur rechts (Code 758)
	o 93			o 92	546.00	273.00



Beinstützunterteil USL einstellbar	Fussplatten Kunststoff geteilt		Fussplatte durchgehend	Sitzkissen	o 3 cm Code 560
	o 805	o 54	185.00		o 6 cm Code 561
					105.00



Bremsen	Druckbremse für Fahrer	Trommelbremse für Begleitperson	Radstandverlängerung	6 cm ⁵⁾	Beleuchtung	Passiv
	o 651	o 680/706 460.00		o 880 156.00		o 819



Seitenteil abnehm- und verriegel- bar	lang, abklapp- und abschwenkbar		abklapp- und höhenverstellbar		abklapp- und abschwenkbar	
	o 70		o 107	281.00	o 577	



Farben	Rahmen		Bezug		Kissen	
	o 4919	Silverline	o 287	Schwarz, Polyester	o 235	Tiefschwarz
	o 229	Marineblau				
	o 230	Burgundrot				
	o 4008	Opalgrün				

Technische Besonderheiten

Baugruppen sind **generell nicht serienmäßig** kombinierbar!

- 1) Verstärkte Ausführung bis 160 kg Benutzergewicht
- 2) Siehe Tabelle Sitzhöhe
- 3) Werkseitiger Greifreifenabstand 15 mm.
Umrüstbar auf 25 mm.
- 4) Nachträglich änderbar
- 5) Nicht in Verbindung mit Code 107
- 6) Mit Adaptersatz
- 7) Verlängerte Lieferzeit, nur in Verbindung mit:
 - Code 814 querliegende Schiebestange
 - Code 54 durchgehendes Fußbrett

o 168/ **455.00**

o 489/ **257.00**

o 502/ **295.00**

o 628/ **293.00**

o 681/ **102.00**

o 808/ **149.00**

o 814/ **195.00**

o 822/ **65.00**

o 823/ **94.00**

o 833/ **83.00**

o 912/ **28.00**

o 930/ **385.00**

o 931/ **415.00**

o 931/ **415.00**

o 936/ **185.00**

o 951/ **29.00**

o 962/ **95.00**

o 970/ **66.00**

o 986/ **68.00**

- Silikon-Greifreifen für Tetraplegiker (nur 24")
verstellbar auf Rückenhöhe 40 cm
- Hand- und Speichenschutz, transparent
- Schiebegriffe, 18 cm stufenlos höhenverstell-
bar (nur RH 40/42 cm)
- Rückengurt verstellbar, Rückenhöhe 42 cm
- abklappbarer Bremshebel für Druckbremse
- Fußplatte, tiefen- und winkelverstellbar
- Querliegende Schiebestange
- Schuhanschnallriemen (Paar)
- Fersenhalter, (Paar)
- Haltegurt
- Luftpumpe mit Halter
- Therapietisch (Plexiglas)
- Halbseiten-Therapietisch aus Plexiglas, links
- Halbseiten-Therapietisch aus Plexiglas, rechts
- Rutschbrett aus Kunststoff
- Zubehörnetz
- Universal-Rucksack mit Außenfach
- Stockhalter
- Aufsteckbare Bremshebelverlängerung

Weitere Ausstattungsvarianten

Code Bezeichnung

- o 52/ **546.00** Amputationsbeinstütze
- o 166/ **191.00** Silikon-Greifreifen-Überzüge, schwarze,
glatte Oberfläche

Die erwähnten Kombinationen sind vormontiert und bei einer Neubestellung möglich. Es wird eine Standard-Sitzwinkelneigung von 4° eingestellt. Abweichende Einstellungen sind möglich, **müssen aber von Besteller selber ummontiert** werden.

Modell 1.760 XXL vordere Sitzhöhe in cm, bitte ankreuzen

Einstellungen	24 x 1 ^{3/8} "							
	o 43 ⁶⁾	o 43,5 ⁶⁾	o 45 ⁶⁾	o 47	o 48,5	o 50	o 50	o 51,5
Pos. Steuerkopf am Rahmen	oben	oben	oben	unten	unten	unten	unten	unten
Lenkgabel	Gabel lang	Gabel lang	Gabel lang	Gabel lang	Gabel lang	Gabel lang	Gabel lang	Gabel lang
	Code 455	Code 455	Code 455	Code 455	Code 455	Code 455	Code 455	Code 455
Position in Lenkgabel	Pos. 1	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 2	Pos. 3
Lenkrad	ø 125 Vollgummi	ø 142 Soft- Vollgummi	ø 142 Soft- Vollgummi	ø 142 Soft Vollgummi	ø 142 Soft Vollgummi	ø 142 Soft Vollgummi	7" Luft/PUS Vollgummi	7" Luft/PUS Vollgummi
	Code 325	Code 154	Code 154	Code 154	Code 154	Code 154	Code 645/164/ 161	Code 645/164/ 161
Pos. Antriebsrad in Varioplatte	Pos. 2	Pos. 2	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 5
Antriebsrad	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "	24 x 1 ^{3/8} "
	Code 61	Code 61	Code 61	Code 61	Code 61	Code 61	Code 61	Code 61

Bestell-Beispiel: Gewünschte Sitzhöhe 51,5 cm, anzukreuzende Codierung wäre:

1. Code 61 = 24" Antriebsrad 2. Code 645 = 7 x 1^{3/4}" Lenkrad, luftbereift

Werkseitige Standardsitzhöhe 51,5 cm, Sitzwinkelneigung 4° = Standardeinstellung für Sitzhöhentabelle