



Ausstattung

- Beinstützen verstellbar und abschwenkbar
- Fußplatten winkel- und breitenverstellbar
- Ankipphilfe
- PU-Bereifung
- Passive Beleuchtung

Daten

Max. Belastbarkeit:	125 kg
Gesamtgewicht:	17,2 kg
Sitzbreite:	37 – 52 cm
Sitztiefe:	40 – 50 cm
Sitzhöhe:	40 – 50 cm
Rückenlehnenhöhe:	40 – 46 cm
Gesamthöhe:	85 – 95 cm
Farbe:	Silbermetallic

Preis

ohne TB CHF 890.00 inkl. MwSt

Besonderheiten:

- Hochwertiger Leichtgewichtrollstuhl
- Individuelle Einstellmöglichkeiten
- Umfangreiche Ausstattung

Leichtgewichtrollstuhl
Pyro light optima

Der neue Pyro light optima ist der hochwertigste Leichtgewichtrollstuhl aus dem Hause B+B. Er bietet serienmäßig eine umfangreiche Ausstattung, wie individuelle Sitztiefenverstellung in 2,5 cm Stufen, variable Sitzhöhenverstellung sowie winkel- und breitenverstellbare Fußplatten.

Die serienmäßig höhenverstellbaren Schiebegriffe und die stufenlos tiefen- und höhenverstellbaren Seitenteile sorgen für optimalen Komfort. Durch die zahlreichen serienmäßigen Extras ist der komfortable Leichtgewichtrollstuhl für jede Aktivität bestens ausgerüstet und bietet vielfältige Möglichkeiten im Klinik- und Privatbereich. Pyro light optima – das neue funktionale Leichtgewicht von B+B.

HMV-Nr. 18.50.02.2107

mit Trommelbremse CHF 1090.00 inkl. MwSt