



Fauteuil roulant léger **Pyro light optima**

Le nouveau Pyro light optima est le fauteuil roulant léger le plus haut de gamme de la maison B+B. Il offre un large équipement de série, comme son assise réglable en profondeur par paliers de 2,5 cm et réglable en hauteur, ainsi que ses palettes de repose-pieds réglables en largeur et en inclinaison.

Les poignées de poussée réglables en hauteur de série et les accoudoirs réglables en longueur et en hauteur garantissent un confort optimal. Grâce à ses nombreux équipements de série, ce fauteuil roulant léger confortable est parfaitement adapté à toutes les activités et offre de nombreuses possibilités, en collectivité comme à domicile. Pyro light optima – le nouveau fauteuil fonctionnel de B+B.

Sans freins à tambour CHF 890.00 incl.TVA
Avec freins à tambour CHF 1090.00 incl. TVA

Équipement de série

- Repose-pieds réglables et escamotables
- Palettes de repose-pieds réglables en largeur et en inclinaison
- Dispositif anti-bascule
- Roues à bandages PU
- Eclairage passif

Caractéristiques techniques

Poids max. de l'utilisateur :	125 kg
Poids total :	17,2 kg
Largeur d'assise :	37 – 52 cm
Profondeur d'assise :	40 – 50 cm
Hauteur d'assise :	40 – 50 cm
Hauteur du dossier :	40 – 46 cm
Hauteur totale :	85 – 95 cm
Coloris :	Gris argent

Particularités:

- Fauteuil roulant léger haut de gamme
- Nombreuses possibilités de réglages
- Large équipement de série