



Bloc adaptateur



Accoudoirs réglable à l'hauteur

Equipement de base

- Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur
- palettes de repose-pieds sont réglables en inclinaison
- Accoudoirs combinés courts ou longs, escamotables et enlevables
- Roues à bandages PU
- Eclairage passif
- Bloc adaptateur

Caractéristiques techniques

Hauteur total:	94 cm
Largeur total:	SB + 17.5 cm
Largeur total avec freins à tambour:	SB + 20 cm
Longueur total avec repose-pieds:	102 cm
Largeur d'assise en cm:	38 41 43 45 48
Profondeur d'assise:	42 44 cm
Hauteur d'assise devant:	49 cm
Hauteur de dossier:	42 cm
Poids total:	15.6 kg
Poids max. de l'utilisateur:	125 kg
Couleur du châssis:	gris-argent

Le **Pyro Light** offre une très grande polyvalence, que ce soit en collectivité ou chez le particulier. Equipé en série de nombreux « petits plus » améliorant votre confort, il est parfait pour vous accompagner dans tous vos projets.

Disponible avec ou sans freins à tambour.

Prix de vente recommandé avec freins à tambour CHF 990.00

Prix de vente recommandé sans freins à tambour CHF 790.00